

COLETA DE SANGUE VENOSO

MATERIAIS	QUANTIDADE
Agulha 30x0,8 ou 25x0,8	01
Algodão	02 bolas
Curativo adesivo	01
Etiqueta de identificação do exame	01
Fita crepe	01
Garrote	01
Recipiente para descarte perfurocortante	01
Seringa 5 mL	01
Seringa 10 mL	01
Tesoura	01
Tubos para coleta de acordo com o exame	01 de cada

COLETA DE SANGUE VENOSO

EPIs	QUANTIDADE
Avental de manga longa	01
Luva de Procedimento (PP, P, M, G, GG) se necessário	01 Par
Máscara Descartável Cirúrgica Simples	01
Óculos de Proteção	01